

FICHE PRODUIT

Détendeur de pression d'oxygène avec débitmètre à orifices calibrés F15 0-15L/min

Référence : SOC-5503212

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques du détendeur:

Détendeur oxygène avec manomètre 0-300 bar.

- Pression de sortie: Calibré à 4 bar.
- Pressions d'entrée jusqu'à 300 bar.
- Débitmètre à orifices precadrés F15 de 0-15 L/min.
- Flux: 0 • 0,2 • 0,7 • 1 • 1,5 • 2 • 3 • 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15
- Sortie: Diss.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/11827-detenteur-oxygene-avec-debitmetre-a-orifices-precaltbres-f15-0-15l-min.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com