

FICHE PRODUIT

Glacière porte vaccins

Référence : SOC-VAC26

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications techniques de la Glacière porte vaccins

- Volume net de stockage de vaccin: 2,6 litres
- Conservation du froid sans ouverture : 40 heures à + 43°C
- Epaisseur de l'isolation : 35/40 mm (CFC Polyurethane)
- Livré avec 8 poches de froid de 0,4 litre
- Dimensions extérieures : 285 x 255 x 320 mm
- Dimensions internes : 220 x 180 x 240 mm
- Poids à vide sans les poches:1.8 kg
- Poids à vide avec les poches (vides): 2.3kg
- Poids charge pleine:6.5 kg
- Poids brut d'expédition: 2.8 kg
- Standard UNICEF/ WHO E04 / VC01.1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fabriquée en Italie

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-de-transport-isothermes-r/11828-glaciere-porte-vaccins.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com