

FICHE PRODUIT

Glacière porte vaccins 2,5 litres

Référence : SOC-VAC45

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière porte vaccins 2,5 litres

- Volume net pour vaccins 2,5 litres
- Conservation du froid sans ouverture : 50 heures à + 43°C
- Epaisseur de l'isolation : 32/35 mm (CFC Polyurethane)
- Livré avec 4 accumulateurs de froid de 0,6 litre
- Dimensions extérieures : 270 x 270 x 320 mm
- Dimensions internes : 122 x 122 x 190 mm
- Poids à vide : 2,98 kg (avec accumulateurs vides)
- Poids charge pleine : 6,36 kg
- Standard UNICEF/ WHO E04 / VC01.1
- Prix pour une glacière
- Minimum de vente : 10

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-de-transport-isothermes-r/11829-glaciere-porte-vaccins-2-5-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com