

FICHE PRODUIT

Glacière porte vaccins 6 litres

Référence : SOC-VAC60

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière porte vaccins 6 litres

- Standard UNICEF/ WHO E04 / CB01.1
- Volume net pour vaccins 6 litres
- Conservation du froid sans ouverture : 132 heures à + 43°C
- Epaisseur de l'isolation : 100mm (CFC Polyurethane)
- Livré avec 26 accumulateurs de froid de 0,4 litre
- Dimensions extérieures : 624 x 502 x 426 mm
- Dimensions internes : 403 x 282 x 211 cm
- Poids à vide : 12,82 kg (avec accumulateurs vides)
- Poids charge pleine : 25,4 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-de-transport-isothermes-r/11830-glaciere-porte-vaccins-6-litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com