

FICHE PRODUIT

Seringues Revolroux semi-automatiques administrant une dose fixe en 30 ml

Référence : SOC-107805

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Seringues Revolroux semi-automatiques administrant une dose fixe en 30 ml.

Graduation : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mL

Conditionnement : Carton de 25 boîtes

Conditionnement minimum de vente : 1 pièce.

Caractéristiques :

- Graduations gravées dans le métal.
- Cuves en verre et joints en silicone.
- Corps en métal chromé.
- Embase Luer-Lock.
- Stérilisable à chaud ou à froid.
- dosage précis et fixe.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/11831-seringues-revolroux-semi-automatiques-administrant-une-dose-fixe-en-30-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com