

FICHE PRODUIT

Film de mammographie FUJI DI-ML, Dim 25 x 30 cm

Référence : SOC-15861825

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Film de mammographie FUJI DI-ML, Dim 25 x 30 cm

150 feuilles

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-kodak-min-r-2000/11835-film-de-mammographie-fuji-di-ml-dim-25-x-30-cm.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com