

FICHE PRODUIT

Détendeur oxygène avec débitmètre à orifices précalibrés et humidificateur

Référence : SOC-5530000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques

Détendeur oxygène avec manomètre 0-400 bar.

- Pression de sortie: Calibré à 4 bar.
- Pressions d'entrée jusqu'à 300 bar.
- Débitmètre à orifices précalibrés F15 de 0-15 L/min.
- Flux: 0 • 0,2 • 0,7 • 1 • 1,5 • 2 • 3 • 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15
- Sortie: Diss.
- Connecteur en plastique pour tube O2.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11837-detenteur-oxygene-avec-debitmetre-a-orifices-precilibres-et-humidificateur.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com