

FICHE PRODUIT



Appareil auditif Contour Lotus 23 SP CMU Modèle Siemens

Référence : SOC-A0001298

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'appareil auditif Contour Lotus 23 SP CMU Modèle SIEMENS :

- Degré de perte auditive : surdité sévère à profonde de 70 à plus de 90% de perte.
- Classification sécurité sociale : classe B
- Multiprogrammé
- Réglage du volume
- Précision réglage audio prothétiques 2 canaux
- Synchronisation binaurale
- Modèle de piles 675

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-d-otologie/11844-appareil-auditif-contour-lotus-23-sp-cmu-modele-siemens.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com