

FICHE PRODUIT

Armoire métalliques à clapets, 05 cases

Référence : SOC-AMC05

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques Techniques de l'armoire métallique à clapet 5 cases

- Construction soudée monobloc épaisseur 7/10ème
- Equipé de clapets abattants permettant une ouverture à 180°
- Poignée intégrée
- Porte-étiquette
- Dimensions HxLxP (cm) : 107 x 41 x 34

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-de-rangement/11847-armoire-metalliques-a-clapets-05-cases.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com