

**FICHE PRODUIT**

## Autoclave horizontal 150 I, Modèle YR0056

Référence : SOC-YR0056

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Autoclave horizontal 150 I, Modèle YR0056

L'**Autoclave horizontal 150 I, Modèle YR0056** est adapté pour la stérilisation d'instrument solide non emballé dans le département de stomatologie, d'ophtalmologie, de salle d'opération et de CSSD.

#### Application:

Il est applicable pour la stérilisation d'instrument solide non emballé dans le département de stomatologie, d'ophtalmologie, de salle d'opération et de CSSD.

#### Caractéristiques principales de l'Autoclave horizontal 150 L, Modèle YR0056 :

1. Programmes de stérilisation pour tissu, instrument, caoutchouc et liquide.
2. Équipé de l'imprimante pour imprimer la date, l'heure et les paramètres de processus.
3. Construire-dans le générateur efficace de vapeur, contrôle de température de micro-ordinateur.
4. Parfait système de gestion de l'autorité à quatre niveaux pour éviter les erreurs de fonctionnement.
5. Le système d'échappement d'air à pression positive pour évacuer l'air froid de la chambre.
6. La fonction de post-teinture rend l'humidité résiduelle des articles stérilisés inférieure à 3%.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

7. L'écran tactile affiche la température, la pression, l'heure, l'état de marche et l'avertissement de panne.
8. Surchauffe dispositif de protection automatique, dispositif de verrouillage de sécurité à double porte, soupape de surpression, protection contre les courts-circuits et protection contre les surpressions.

**Données techniques :**

| Capacité                   | 150 L                        |
|----------------------------|------------------------------|
| Taille de la chambre       | f500 mm x 710 mm             |
| Matériel de la chambre     | 304 acier inoxydable médical |
| Max pression de travail    | 0.23 Mpa                     |
| Temps de travail           | 105-136°C                    |
| Pression de température    | +0.1°C                       |
| Consommation d'énergie     | 11 kw                        |
| Source de courant          | 380V, 50HZ                   |
| Taille externe (mm)        | 1110 x 750 x 1742            |
| Taille de l'emballage (mm) | 1370 x 890 x 2060            |
| Poids brut (kg)            | 470                          |

**Conformité et garantie****Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/11850-autoclave-horizontale-150-l-modele-yr0056.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)