

FICHE PRODUIT

Chaise visiteur 1 place en similicuir bleu

Référence : SOC-45036

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications techniques de Chaise visiteur 1 place en similicuir bleu

- Hauteur du dossier: 82 cm
- Hauteur assise: 45 cm
- Largeur: 53 cm
- Profondeur: 43 cm
- Charge maximale: 110 kg
- Couleur: bleu
- Poids: 7 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-chaise-visiteur/11852-chaise-visiteur-1-place-en-similicuir-bleu.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com