

FICHE PRODUIT

Tube de conservation Micronic en polypropylène

Référence : SOC-3282003

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube de conservation Micronic en polypropylène**Application**

- Conservation d'échantillons.

Avantages

- Fond légèrement conique pour une récupération totale de l'échantillon.
- Sans métaux lourds
- Plage de température d'utilisation : - 80°C/+140°C

Caractéristiques techniques :

- Niveau de stérilité : Non stérile
- Autoclavable : Oui
- Capacité : 1,4 ml
- Hauteur : 44 mm
- Diamètre : 9 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Couleur : naturelle
- Conditionnement minimum de vente: 960

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11854-tube-de-conservation-micronic-en-polypropylene.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com