

FICHE PRODUIT



Défibrillateur AED Plus semi-automatique

Référence : SOC-1102011020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Défibrillateur AED Plus semi-automatique

Le Défibrillateur AED Plus avec enregistrement de l'ambiance sonore et interface pictogrammes. Il est le seul défibrillateur automatisé externe qui apporte le support nécessaire pour la réanimation cardio-pulmonaire dans le respect des recommandations de l'AHA et de l'ERC 2010.

Le défibrillateur AED Plus est équipé d'une interface pictogrammes représentant la chaîne de survie pour guider le sauveteur.

Doté d'une électrode CPR-D Padz, il propose un retour d'information sur la qualité du massage cardiaque en profondeur et en rythme, grâce à sa technologie Real CPR Help.

Caractéristiques techniques

Chaque défibrillateur AED Plus est livré avec:

- 1 électrode adulte CPR-D Padz ou Stat Padz II
- 1 jeu de 10 piles
- 1 sacoche

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 manuel d'opérateur
- 1 poster d'utilisation

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-defibrillateur/11856-defibrillateur-aed-semi-automatique-avec-enregistrement-de-l-ambiance-sonore-et-interface-pictogrammes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com