

FICHE PRODUIT



Kit de réanimation CPR-D Padz

Référence : SOC-8900-0807-01

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le Kit de réanimation CPR-D Padz, contient :

- Rasoir,
- Gants,
- Ciseaux,
- Masque d'insufflation,
- Compresse alcoolisée et serviette sèche

Conditionnement minimum de vente:- le sachet

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-defibrillateur/11857-kit-de-reanimation-cpr-d-padz.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com