

FICHE PRODUIT

Bistouri électrique 200 W Surtron 200 monopolaire bipolaire

Référence : SOC-BIS200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Bistouri électrique 200 W Surtron 200 monopolaire bipolaire

Activation de la puissance avec la pédale. Signal acoustique réglable.

- Puissance maximale de coupe CUT : 200W-250Ω
- Puissance maximale de d'incision renforcé ENHANCED : 120W-250Ω
- Puissance maximale de coupe/coagulation BLEND : 120W-200Ω
- Puissance maximale de coagulation FORCED COAG : 150W-150Ω
- Puissance maximale de coagulation SOFT COAG : 90W-100Ω
- Puissance maximale de coagulation BIPOLAR : 80W-100Ω
- Fréquence de travail : 600 kHz
- Électrode neutre
- Réseau sélectionnable : 115/230 Vac
- Fréquence de réseau : 50-60 Hz
- Puissance maximum absorbée : 350 VA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Circuit de contrôle Plaque / Patient OC
- Contrôle de puissance émise
- Autodiagnostic erronés

Utilisable pour : gynécologie, laparoscopie, orthopédie, neurologie, chirurgie ambulatoire, chirurgie pédiatrique, chirurgie plastique, chirurgie vasculaire, ORL, pneumologie et la chirurgie générale.

Large choix d'électrodes d'origine adaptés à toutes les spécialités sur demande.

Livré complet avec :

- Porte-électrode multiusage avec commande marche arrêt
- Kit de 10 électrodes assorties 5cm,
- 3 électrodes type lame 7 cm
- 3 électrodes type aiguille 7 cm
- 3 électrodes avec bille 6 cm
- Pédale de contact étanche,
- Câble pour connexion électrode neutre,
- Électrode neutre acier,
- 2 Électrodes neutres jetables
- Câble d'alimentation 5m,
- Manuel d'utilisation.

Dimension L 370 x H 144 x P 319 mm.

Poids 6 kg.

Conformes aux normes sécurité : EN 60601-1, EN 60601-1-2; EN 60601-2-2.

Classification électrique : I CF.

Matériel médical CE de classe II b strictement réservé aux professionnels de la santé.

Fabrication Européenne.

Garantie 2 ans.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/11858-bistouri-electrique-200-w-surtron-200-monopolaire-bipolaire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com