

FICHE PRODUIT



Aiguille Intra-ligamentaire 30G (0.30X12mm)

Référence : SOC-A0070029

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Aiguille Intra-ligamentaire (30G - 0.30X12mm)

- Aiguilles triple biseau, canules polies et siliconées-30G (0.30X12mm)
- Excellente pénétration tissulaire
- Tube en acier inoxydable chirurgical de haute qualité
- Marquage du biseau pour assurer une bonne orientation de l'aiguille
- **Stérilisation aux rayons Gamma**

Conditionnement: Boite de 100 aiguilles

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-speciales/11867-aiguille-intra-ligamentaire-30g-0-30x12mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com