

FICHE PRODUIT



Tube à usage unique 5 ml en polystyrène, fond rond, 75 x 12 mm NUNC

Référence : SOC-D056035

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube à usage unique 5 ml en polystyrène, fond rond, 75 x 12 mm NUNC

- Unité de vente : 3000pcs
- Marque : NUNC
- Stérile : Non
- Autoclavable : Non
- Vitesse centri. : 3000 RCF
- Grad. À : 2,5 ml

Livré avec bouchon en polyéthylène monté.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11868-tube-a-usage-unique-5-ml-en-polystyrene-fond-rond-75-x-12-mm-nunc.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com