

FICHE PRODUIT

Boîte de rangement Nunc

Référence : SOC-D055039

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boîte de rangement Nunc**Unité de vente : 4 pcs Boîtes**

Cryostore et Megamax en polycarbonate, autoclavables, à couvercle coiffant avec index alphanumérique.

- Croisillons amovibles ;
- Capacité : 100 cryotubes à pas de vis interne ;
- Supportent le stockage dans l'azote liquide ;
- Index alphanumérique sur étiquette amovible et remplaçable.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11869-boite-de-rangement-nunc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com