

FICHE PRODUIT



Cônes de Gutta Percha Color ISO

Référence : SOC-GP108510

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cônes de Gutta Percha Color ISO

- Pointes de gutta colorées dans la masse.
- Reconnaissance facile de la taille ISO grâce à la couleur des pointes.

Assortis : N° 15-40

Longueur: 28 mm

Conditionnement : Boite de 100 cones

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/11871-cones-de-gutta-percha-color-iso.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com