

FICHE PRODUIT

Canule de Guedel E.V.A Translucide

Référence : SOC-000585IS

Points forts

- Diamètre Canule : Non

Description du produit

Canule de Guedel E.V.A Translucide

Canules oropharyngées dites de Guédel, de forme anatomique.

Tailles facilement identifiables grâce au code couleur.

Conçues pour le maintien des voies aériennes du patient afin d'empêcher l'affaissement de la langue.

Caractéristiques techniques :

- Emballées individuellement sous sachet pelable à ouverture facile;
- Stérilisation à l'Oxyde d'Éthylène;
- Sans latex.

Conditionnement minimum de vente: Boite de 50

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ventilation-et-intubation/11875-canule-de-guedel-e-v-a-translucide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Diamètre Canule	Non

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
canule_longueur - 30 mm, canule_taille - 000	SOC-000704DIS	
canule_longueur - 40 mm, canule_taille - 00	SOC-504070DIS	
canule_longueur - 50 mm	SOC-000585DIS	
canule_longueur - 60 mm, canule_taille - 1	SOC-001261DIS	
canule_longueur - 70 mm, canule_taille - 2	SOC-001262DIS	
canule_longueur - 80 mm, canule_taille - 3	SOC-001263DIS	
canule_longueur - 90 mm, canule_taille - 4	SOC-001264DIS	
canule_longueur - 100 mm, canule_taille - 5	SOC-001265DIS	
canule_longueur - 110 mm	SOC-000585IS-110	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com