

FICHE PRODUIT



Canule de Guedel E.V.A Translucide, Taille 6

Référence : SOC-001654DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Diamètre Canule : Non
- Longueur de la canule : 110 mm
- Taille de canule : 6

Description du produit

Canule de Guedel E.V.A Translucide

Canules oropharyngées dites de Guédel, de forme anatomique.

Tailles facilement identifiables grâce au code couleur.

Conçues pour le maintien des voies aériennes du patient afin d'empêcher l'affaissement de la langue.

Caractéristiques techniques :

- Emballées individuellement sous sachet pelable à ouverture facile;
- Stérilisation à l'Oxyde d'Éthylène;
- Sans latex.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ventilation-et-intubation/11884-canule-de-guedel-e-v-a-translucide-taille-6.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Diamètre Canule	Non
Longueur de la canule	110 mm
Taille de canule	6

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com