

FICHE PRODUIT



Set de sondage urinaire stérile

Référence : SOC-171141D

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Set de sondage urinaire stérile

Set stérile facilitant la **pose de sonde urinaire** et l'organisation des soins afin de contribuer à la prévention des infections nosocomiales.

Le set se présente dans une **coque stérile sans alvéole** et comprend :

- 1 aiguille 18G 1 1/2
- 1 ampoule verre eau stérile de 20mL
- 1 champ double face (cellulose/polyéthylène) 45 x 60cm plié
- 1 champ non tissé 50 x 80cm troué 10 x 5cm adhésivé
- 5 compresses non tissées 40g 7,5 x 7,5cm
- 1 double bandelette adhésive
- 1 gel lubrifiant
- 1 seringue 20mL 2 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement minimum de vente : 1 set.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11885-set-de-sondage-urinaire-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com