

FICHE PRODUIT



Auto-réfracto-kératomètre OPD-Scan III

Référence : SOC-OPD3

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Auto-réfracto-kératomètre OPD-Scan III

OPD-Scan III combine 5 instruments en un seul : Auto-réfractomètre, Auto-kératomètre, Topographe cornéen, Aberromètre et Pupillomètre.

Ce système à front d'ondes et disques de Placido permet un diagnostic et un suivi fiable en chirurgie réfractive avec la possibilité de comparer les différents examens.

Caractéristiques techniques :

- Eye Tracking et déclenchement automatique des mesures
- Cartes topographiques et d'aberrations en dioptries
- Un écran résumé "Overview" propose une synthèse globale des résultats
- De nombreux écrans résumés spécifiques : Lentilles de contact, lentilles intra-oculaire torique, chirurgie laser, cataracte, etc
- Simulation de la qualité visuelle

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Aide au diagnostic avec statistiques de maladies cornéennes
- Adaptation à tous types d'organisation de travail
- Imprimante thermique intégrée

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refratometre-keratometre/11886-auto-refracto-keratometre-opd-scan-iii.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com