

FICHE PRODUIT

Tonomètre / Pachymètre sans contact NT-530P

Référence : SOC-NT530P

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tonomètre NT-530P

Tonomètre/Pachymètre sans contact.

Le **Tonomètre NT-530** est un appareil pour la mesure du tonus oculaire sans contact (par jet d'air) et mesure de l'épaisseur de la cornée.

Une table de compensation intégrée permet d'afficher la PIO corrigée en fonction de l'épaisseur cornéenne.

Le mode ACA permet une visualisation de l'Angle de la Chambre Antérieure.

Caractéristiques techniques :

- Jet d'air ultra doux pour le confort du patient
- Suivi de l'œil en 3D et déclenchement automatique de la mesure (débrayable)
- Appareil compact, s'adaptant à tout type d'unité de consultation
- Imprimante thermique intégrée et transfert des données

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Ecran de contrôle orientable
- Autocontrôle de la fin de cycle de mesures (mode AI)
- Correction de la Pression Intra-oculaire (PIO) en fonction de la pachymétrie
- Visualisation de l'Angle de la Chambre Antérieure (Mode ACA)
- poids : 20kg
- dimensions : 260 (L) x 481 (P) x 474 (H) mm,

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/11887-tonometre-pachymetre-sans-contact-nt-530p.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com