

FICHE PRODUIT




Table électrique 2 instruments, Plateau en V

Référence : SOC-HTA0004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Table électrique 2 instruments, Plateau en V

Table à élévation électrique optimisée pour Personnes à Mobilité Réduite.

Caractéristiques techniques :

- Charge maximale: 80Kg
- Alimentation: 230 V / 3/50 Hz
- Puissance nominale avec instrument (s): 900 W
- Poids net: 42kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-d-ophtalmologie-/11889-table-electrique-2-instruments-plateau-en-v.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com