

FICHE PRODUIT



Réfracteur automatique RT-3100

Référence : SOC-RT3100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réfracteur automatique RT-3100

Description :

RT-3100 détermine précisément la réfraction subjective de loin et de près et teste les fonctions binoculaires. La console de contrôle intuitive ainsi que l'écran tactile couleur facilitent les différentes étapes de l'examen de vue.

Caractéristiques techniques :

- Large champ de vision de 40°.
- Convergence et éclairage automatique pour la vision de près.
- Transfert des données vers les autres instruments NIDEK.
- Programmation possible pour déroulé automatique de l'examen de vue.
- Imprimante thermique intégrée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/11891-refracteur-automatique-rt-3100.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com