

FICHE PRODUIT

Bras compensé de réfracteur

Référence : SOC-HRT00001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bras compensé de réfracteur

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/11893-bras-compense-de-refracteur.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com