

FICHE PRODUIT

Unité de consultation pivotante à plateau 2 instruments, Modèle OT-3200 T

Référence : SOC-HUC0048

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Unité de consultation pivotante à plateau 2 instruments, Modèle OT-3200 T

L'unité de consultation pivotante OT-3200 T permettent de pratiquer l'examen ophtalmologique. De nombreuses possibilités permettent de configurer l'unité de consultation selon chaque projet.

L'unité de consultation OT-3200 T est disponibles avec :

- 1, 2 ou 3 tiroirs sous le plateau d'examen, pouvant accueillir un casier de 232 verres d'essai;
- Un siège à dossier fixe ou inclinable;
- Une colonne d'éclairage supportant le projecteur de tests ;
- 3 modèles de bras pour supporter le réfracteur (bras cintré, bras fixe inclinable ou bras compensé).

L'unité OT-3200 T est équipée de 4 tiroirs de rangement intégrés dans la carrosserie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-d-ophtalmologie-/11894-unite-de-consultation-pivotante-a-plateau-2-instruments-modele-ot-3200-t.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com