

FICHE PRODUIT

Thermocycleur / Système de PCR 3 x 32 puits, plage : 10 à 80 °C

Référence : SOC-15147105

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Thermocycleur / Système de PCR 3 x 32 puits, plage : 10 à 80 °C

Le thermo-cycleur PCR ProFlex™ est équipé de modes de simulation qui reproduisent le taux de rampe de votre ancien thermocycleur. Les modes de simulation sont disponibles pour les systèmes MJ Research PTC 200, Bio-Rad® C1000, Bio-Rad® MyCycler™, Eppendorf® Mastercycler®, Applied Biosystems® 9700, Applied Biosystems® 9600 et Applied Biosystems® Veriti®.

Caractéristiques du système PCR ProFlex 3 x 32 puits**Contrôle indépendant:**

Partagez votre appareil avec 2 autres personnes ou exécuter 3 expériences à la fois avec 3 modules à 32 puits contrôlés indépendamment

Forfaits de garantie prolongée:**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Protégez votre instrument et votre investissement avec les forfaits de garantie du système ProFlex PCR et économisez jusqu'à 25% sur votre machine.

Blocs interchangeables:

Si vos besoins de recherche changent à l'avenir, ou si vous partagez le système avec quelqu'un qui nécessite un format différent, retirez simplement le bloc de 3 x 32 puits du haut de l'instrument et échangez-le avec un autre type de bloc. Cette étape prend généralement moins de 15 secondes et ne nécessite aucun outil ou kit.

Connectivité des applications mobiles:

Avez-vous déjà configuré toutes vos réactions PCR pour découvrir que le thermocycleur est déjà utilisé? Vérifiez sa disponibilité avec une application mobile avant de vous rendre au laboratoire. Téléchargez également des fichiers de rapports expérimentaux, recevez des alertes et bien plus encore! Téléchargez notre application PCR Essentials mise à jour avec cette fonctionnalité.

Blocs VeriFlex™ : fonctionnalité PCR améliorée:

Les blocs VeriFlex™ sont contrôlés par plusieurs éléments Peltier (2 éléments Peltier distincts par module de 32 puits). Cela vous donne le contrôle ultime de votre bloc pour des expériences d'optimisation plus précises que les dégradés, et pour exécuter plusieurs conditions de réaction à la fois pour des incubations précises et d'autres flux de travail non-PCR.

Contrôle via l'écran tactile de 8,4" Pouces:

L'interface tactile simple et intuitive vous permet de programmer facilement limitant ainsi le temps consacré à vous entraîner et à former les autres à utiliser le système.

- **Spécifications techniques:**

Format du bloc: Interchangeable

Capacité: 3 x 32 Puits x tubes de 0.2 mL

Dimensions: 33 cm (13 in) (largeur) x 27 cm (11 in) (Hauteur) x 57 cm (22 in) (Profondeur)

Interface d'affichage: Ecran tactile (8,4 pouces TFT LCD)

A Utiliser avec: Système ProFlex PCR

Format: tubes 0.2 mL, puits de 12 bandes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Compatibilité haut débit: Compatible

Mémoire: USB et intégrée

Taux de rampe de pointe: 6.0°C/sec

Alimentation: 100 - 240V, 50 - 60 Hz ; Max: 950 VA

Caractéristiques du programme: Redémarrage automatique (après panne de courant), protection contre l'écrasement du programme.

Temps de réaction: Rapide, standard

Plage de réaction du volume: 10 - 80 µl

Rampe d'échantillon: ± 4.4 °C/sec

Précision de la température: ± 0.25 °C (35°C à 99.9°C)

Plage de température (métrique): 0 à 100.0 °C

Uniformité de la température: <0.5°C (20 secondes avant d'atteindre 95°C)

Poids: 18.75 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/11895-thermocycleur-systeme-de-pcr-3-x-32-puits-plage-10-a-80-l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com