


FICHE PRODUIT



Film de Radiographie FUJI DI-HT

Référence : SOC-DI-HT-2636

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Film de Radiographie FUJI DI-HT

100 Feuilles

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-de-radiographie-fuji/11899-film-de-radiographie-fuji-di-ht-dim-26-x-36-cm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimensions_film_radiographie - 36 x 43 cm	SOC-DI-HT-36431	
dimensions_film_radiographie - 26 x 36 cm	SOC-DI-HT-26361	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com