

FICHE PRODUIT

Unité de lavage- drainage, Modèle Unit001

Référence : SOC-UNIT001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'**unité de lavage-drainage sur pieds** est bas. Cela permet de placer un chariot équipé d'une civière ou une table d'autopsie simplifiée au-dessus afin d'effectuer les soins au défunt.

Le bac est entièrement en inox qualité 304L pour répondre aux normes de qualité fixées par la réglementation.

Il est équipé d'une douchette avec flexible inox et d'un mélangeur eau chaude / eau froide à commandes au coude.

Dimensions : L 700 x P 600 x H 690.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/unites-de-lavage/119-unite-de-lavage-drainage-modele-unit001.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com