

FICHE PRODUIT

ANIOS RN, 5 Litres

Référence : SOC-193038

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTERISTIQUES DU DESINFECTANT ANIOS RN

- Densité à 20°C: environ 1,184
- pH à 0,3%: environ 2,5
- Conductivité à la dilution de 0,3%: 1,77 mS/cm

MODE D'EMPLOI COMPOSITION QUALITATIVE

- Acide phosphorique en solution aqueuse

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (établies selon la Directive Européenne 99/45/CE). Stockage : de +5°C à +35°C.

CONDITIONNEMENTS

- 2 jerricans de 5 L.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/11907-anios-rn-5-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com