

FICHE PRODUIT

Masque nasal pour Respirateur de réanimation SleepOne Auto CPAP (Grand)

Référence : SOC-KR-201020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Masque nasal pour Respirateur de réanimation SleepOne Auto CPAP

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11910-masque-nasal-pour-respirateur-de-reanimation-sleepone-auto-cpap.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com