

FICHE PRODUIT

Microscope binoculaire Primo Star Köhler à Halogène et LED, FOV 20 Pointeur Modèle ZEISS

Référence : SOC-M4155000056

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Microscope binoculaire Primo Star Köhler à Halogène et LED, FOV 20 Pointeur Modèle ZEISS

Le microscope Zeiss Primo Star est réputés pour un emploi simple, robustesse, une longévité incomparable, et une qualité d'optiques irréprochable. **Le Primo Star** est spécialement étudié pour offrir les meilleures performances, intègre un design moderne, une bonne ergonomie et un confort de travail idéal pour l'éducation, la recherche et l'industrie. **Il possède un éclairage de Köhler réglage, à LED et halogène 30W**, et également un tube de Sledentopf pour régler la hauteur d'observation par rapport à chaque utilisateur. Tube de Siedentopf (2 réglages en hauteur sans modification de l'angle d'observation). Diodes bleues d'indication de fonctionnement et d'intensité de lumière (permet au professeur de prévenir l'éblouissement). Boutons de réglages de macro/micro mise au point plats à droite pour une meilleure ergonomie de positionnement de la main. Eclairage LED 3200°K couleur chaude (longue durée de vie + teintes agréables).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristique technique du Microscope binoculaire Primo Star Köhler à halogène et LED, FOV 20 Modèle ZEISS

Le microscope Primo Star Köhler à halogène et LED, FOV 20 est une configuration complète

- Éclairage halogène : 6 V 30 W
- Éclairage LED, 3200K lumière chaude
- Oreillettes à 4 positions, inclinées vers l'arrière
- Conçu pour l'enseignement
- Statif avec éclairage de Köhler réglable.
- Platine à mouvements croisés 75x30 avec commande à droite et porte-objet avec levier à ressort à gauche
- Tube binoculaire incliné à 30°
- 2 oculaires 10x/ 20 avec pointeur oculaire
- 4 objectifs "Plan-Achromat", à l'infini, x4, x10, x40, x100 (immersion)
- Condenseur 0.9 / 1.25
- Bloc d'alimentation externe 100 ... 240VAC / 50 ... 60 Hz / 30VA avec adaptateur spécifique au pays
- Housse de protection
- Huile avec 5 ml d'huile d'immersion
- Filtre de couleur bleu, vert, jaune
- Lampe halogène 6V 30W (pièce détachée)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/11928-microscope-binoculaire-primo-star-modele-zeiss.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com