

FICHE PRODUIT



Chariot brancard d'urgence hydraulique Modèle MS1200

Référence : SOC-CH75204120

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications techniques du chariot brancard d'urgence hydraulique Modèle MS1200

Dimensions extérieures: 72 x 213cm

Dimensions du matelas: 60 x 190cm

Épaisseur du matelas: 8cm

Hauteur (sans matelas): 53-81cm

Angle du dossier: 0°-70°

Angle Trendelenburg: 0°-16°

Angle de Trendelenburg inversé: 0°-16°

Diamètre de roulette: 125mm

Capacité de charge sécuritaire: 180kg

Poids: 87 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/11934-civiere-d-urgence-hydraulique-modele-ms1200.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com