

**FICHE PRODUIT**



## Aiguille de prélèvement sanguin 21GX1 3/4" avec aillette de sécurité

Référence : SOC-BN2134

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Aiguille de prélèvement sanguin 21GX1 3/4" avec ailette de sécurité

**Caractéristiques techniques :**

- Emballage individuel stérile ;
- Conditionnement minimum : Boîte de 50 pièces ;
- **Marquage CE.**

### Conformité et garantie



**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles/11935-aiguille-de-prelevement-sanguin-21gx1-3-4-avec-ailette-de-securite.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)