

FICHE PRODUIT

Tensiomètre électronique poignet Spengler Modèle AutoTensio SPG 340

Référence : SOC-SPG340P

Points forts

- délais : 48 heures
- Type : Manobrassard
- Taille Patient : Adulte et Enfant

Description du produit

Tensiomètre électronique de poignet Spengler - Modèle Autotensio SPG 340

Le **Spengler Autotensio SPG 340** est un tensiomètre électronique de poignet conçu pour offrir une mesure rapide, confortable et précise de la tension artérielle. Développé par Spengler, marque de référence en diagnostic médical, ce modèle allie **fiabilité clinique**, **simplicité d'utilisation** et **ergonomie**, permettant à chaque utilisateur de surveiller facilement sa pression sanguine à domicile ou en déplacement.

Grâce à son écran large et contrasté, la lecture de la systolique, diastolique et du pouls est immédiate. Son détecteur d'arythmie intégré renforce la sécurité lors des mesures, tandis que son fonctionnement entièrement automatique facilite l'usage pour tous les âges.

Caractéristiques principales

- ☐ **Mesure automatique de la tension artérielle (systolique, diastolique, pouls)**
- ☐ **Détection des battements irréguliers (arythmie)**
- ☐ **Capteur précis avec technologie oscillométrique**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- ☐ **Écran large haute visibilité**
- ☐ **Mesure rapide et confortable**
- ☐ **Stockage des mesures** (variable selon modèle exact)
- ☐ **Arrêt automatique pour économie d'énergie**
- ☐ **Format compact, transport facile**

Avantages

- ✓ Utilisation simple, idéale pour particuliers et professionnels
- ✓ Résultats fiables pour un suivi régulier de la tension
- ✓ Très bonne lisibilité grâce à son grand écran
- ✓ Manchette confortable, adaptée à la majorité des poignets
- ✓ Appareil léger et discret, parfait pour une utilisation quotidienne

Applications

- Suivi de l'hypertension
- Auto-surveillance à domicile
- Patients sous traitement cardiovasculaire
- Cabinet médical, infirmiers, structures de soins

Caractéristiques techniques (selon version Spengler SPG 340)

(Je peux ajuster dès que tu me partages les valeurs exactes affichées sur ton fournisseur.)

- **Type** : tensiomètre électronique de poignet
- **Méthode de mesure** : oscillométrique
- **Taille du poignet** : généralement 13,5 – 21,5 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Affichage** : LCD large
- **Alimentation** : piles AAA
- **Fonctions** : détection arythmie, mémoire de mesures
- **Arrêt automatique** : oui

Tensiomètre électronique poignet Spengler Modèle AutoTensio SPG 340

PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Indicateur des risques OMS: afin de savoir si votre tension se situe dans les plages de valeurs préconisées par l'Organisation Mondiale de la Santé.

FACILE D'UTILISATION & PRATIQUE

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Écran à cristaux liquides
- 120 mémoires horodatées
- Rapide et silencieux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/11937-tensiometre-electronique-poignet-spengler-modele-autotensio-spg-340.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type	Manobrassard
Taille Patient	Adulte et Enfant

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com