

FICHE PRODUIT



Spiromètre Microlab Modèle 3300

Référence : SOC-19180021

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristique du Spiromètre Microlab Modèle 3300

Livré avec:

- le capteur de mesure et sa turbine Gold Standard,
- 2 rouleaux de papier,
- embouts en carton standards (30 mm),
- un pince-nez,
- un chargeur et cordon secteur,
- 2 câbles USB : l'un pour relié le spiromètre à un ordinateur (en option : logiciel SPCS) ; l'autre à une imprimante (en option : HP Officejet 470),
- manuel utilisateur,
- une valise de transport.

Options :

- Compatible avec le logiciel de spirométrie SPCS vous permettant d'exploiter vos données directement sur PC.
- Imprimante HP Officejet 470 vous permettant d'imprimer directement les rapports sur papier A4.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/11940-spirometre-microlab-modele-3300.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com