

FICHE PRODUIT

Réchauffe patient à air pulsé, Modèle EQUATOR

Référence : SOC-001664

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques fonctionnelles du réchauffe patient à air pulsé, Modèle EQUATOR

Il est doté :

- De **4 boutons pour 4 choix de température** : ambiante, basse (36 °C), moyenne (40 °C) et haute (44 °C) qui affiche en temps réel la température délivrée sur l'écran de l'EQUATOR
- Une **sonde thermique** située en sortie de tuyau qui mesure en continu la température de l'air délivré.
- **D'un système d'alarmes sonores et visuelles** pour température haute, température basse et déconnexion tuyau et/ou sonde :

- L'alarme de température haute provoque l'arrêt de l'appareil, évitant ainsi tout risque de brûlure du patient.
- L'alarme de température basse vous informe d'un défaut de réchauffement, évitant ainsi une perte de temps dans le réchauffement du patient.
- L'alarme de déconnexion provoque l'arrêt de l'appareil, évitant ainsi tout risque de brûlure du patient et/ou une perte de temps dans le réchauffement du patient.

Selon la température de réchauffement choisie, EQUATOR module automatiquement son débit, en fonction de la température de l'air ambiant et du modèle de couvertures.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions physiques (H x L x P): 30 cm x 24 cm x 19 cm
- Poids 6,8 kg
- Débit d'air jusqu'à **2400 pi / min** optimise les résultats de réchauffement
- Ne tire que 8 ampères pour l'énergie
- Un fonctionnement silencieux vous permettra de se concentrer sur votre patient

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/11943-rechauffe-patient-a-air-pulse-modele-equator.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Réchauffe patient

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com