

FICHE PRODUIT



Support pour tubes à essais en PTFE

Référence : SOC-VEF115515

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Support pour tubes à essais PTFE, excellente résistance chimique

Température d'utilisation : -200°C à + 250°C

dimensions : 180 x 60 mm hauteur : 70 mm

10 places pour tubes jusqu'à Ø 19 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11944-support-pour-tubes-a-essais-en-ptfe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com