

FICHE PRODUIT



Audiomètre Amplivox Modèle 170

Référence : SOC-AX00170MU

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques de l'audiomètre Amplivox Modèle 170

- Tests en conduction aérienne avec casque TDH équipé d' Audiocups ®.
- Mode manuel et mode automatique ("Hughson & Westlake") configurable.
- Appareil totalement portable (700 g), avec LCD affichant les résultats.
- Fonction "Talk Over" pour parler dans le micro et donner vos instructions dans le casque (très utile lorsque vous disposez d'une cabine d'audiométrie pour vos examens).
- Capacité de stockage de 12 examens pour édition ou transfert sur PC.
- Palette complète de sons continus ou pulsés, 250-800 Hz / -10 à 120 dB.

En option :

- Imprimante portable et autonome thermique pour éditer directement les audiogrammes.
- Licence du logiciel Audibase 5® pour transfert et analyse des tests enregistrés.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/audiometres-de-depistage/11945-audiometre-amplivox-modele-170.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com