

FICHE PRODUIT

Armoire métallique à clapets, 10 cases

Référence : SOC-AMC10

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques Techniques de l'armoire métallique à clapet 10 cases

- Construction soudée monobloc épaisseur 7/10ème
- Equipé de clapets abattants permettant une ouverture à 180°
- Poignée intégrée
- Porte-étiquette
- Dimensions HxLxP (cm) : 200 x 41 x 34

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-de-rangement/11950-armoire-metalliques-a-clapets-10-cases.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com