

FICHE PRODUIT

Pince à trois doigts pour verrerie de laboratoire_Grand modèle avec noix pivotante

Référence : SOC-703091

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pince plastifiée PVC antidérapant Excellente résistance à la corrosion

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11959-pince-a-trois-doigts-pour-verrerie-de-laboratoire-grand-modele-avec-noix-pivotante.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com