

FICHE PRODUIT

PH-Mètre de paillasse avec ISE

Référence : SOC-1GA330

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

PH-Mètre de paillasse avec ISE Phmetre de paillasse ph/mv/ISE avec 2 entrees DIN, BPL/AQA seul livre avec alimentation universelle, statif, cable USB inoLab pH/ION 7320 WTW

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11963-ph-metre-de-paillasse-avec-ise.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com