

FICHE PRODUIT

Protège gonade set de 3 tailles S/M/L, avec fermeture velcro plomb 1mm

Référence : SOC-820215

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Protège gonade set de 3 tailles S/M/L, avec fermeture velcro plomb 1mm

Nouveau concept de **protection des gonades avec fermeture velcro** proposant une parfaite ergonomie.

Equivalence plomb 1mm.**Jeu de 3 tailles :**

- Taille S, coloris : Rouge, format (ouvert) 22 x 15.5 cm ;
- Taille M, coloris : Vert, format (ouvert) 26.5 x 21 cm ;
- Taille L, coloris : Bleu, format (ouvert) 32.5 x 25.5 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-gonades/11972-protège-gonade-set-de-3-tailles-s-m-l-avec-fermeture-velcro-plomb-1mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com