

FICHE PRODUIT



Pagne / Jupe plombé(e) fermeture velcro long 45 larg 60 pb 0.50

Référence : SOC-820940H

Points forts

- délais : 3 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Pagne / Jupe plombé(e) fermeture velcro long 45 larg 60 pb 0.50

SOCIMED vous propose une large gamme d'équipements médicaux pour la radioprotection, fabriqués en Europe, et présentant un excellent rapport qualité/prix.

La **jupe de protection** est particulièrement fonctionnelle, son design simple et la qualité des matériaux de fabrication en font un vêtement très efficace et confortable.

Pour assurer un bon maintien, la protection gonadale dispose d'une ceinture avec fermeture à boucle.

Spécifications techniques :

- Equivalence en plomb : 0.50
- Revêtement standard : Adapté à une fréquence d'utilisation moyenne sur de courtes périodes.
- Plusieurs couleurs disponibles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/vestes-et-jupes-plombes/11974-pagne-jupe-plombe-e-fermeture-velcro-long-45-larg-60-pb-0-50.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	3 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com