

FICHE PRODUIT



Jeu de 5 protecteurs ovarien avec ceinture de maintien

Référence : SOC-820100PRO

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Jeu de 5 protecteurs ovarien avec ceinture de maintien

Set de 5 protecteurs avec ceinture de maintien.

Assure la protection des ovaires dans le cas de radiographies telles que hanches, pubis et ischiens, reins, etc.

Spécifications techniques :

- Equivalence en Plomb: 1 mm.
- Chaque protecteur est logé dans une housse en nylon.

Lot de 5 tailles :

- I : - de 2 ans (taille de la protection : 10 x 9 cm)
- II : de 2 à 4 ans (taille de la protection : 13 x 11 cm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- III : de 4 à 8 ans (taille de la protection : 15 x 14 cm)
- IV : de 8 à 12 ans (taille de la protection : 18 x 16 cm)
- V : adultes (taille de la protection : 29 x 26 cm)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-ovaires/11975-jeu-de-5-protecteurs-ovarien-avec-ceinture-de-maintien.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com