

FICHE PRODUIT

Stéthoscope 3M Littmann Classic III — Double pavillon adulte & pédiatrique

Référence : SOC-LI305201

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le stéthoscope Littmann Classic III : l'instrument de référence pour les soignants

Le **stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™** est conçu pour les médecins, infirmiers, étudiants en médecine et tout professionnel de santé souhaitant disposer d'un outil fiable, précis et polyvalent pour leur pratique quotidienne. Utilisé dans les cabinets médicaux, services généraux, urgences, maternités (OB/GYN) et cliniques ambulatoires, il s'impose comme le stéthoscope de surveillance par excellence.

Double pavillon, double fréquence : adulte et pédiatrique en un seul instrument

Le Classic III est équipé d'un **double pavillon en acier inoxydable** : un grand côté adulte (Ø 4,3 cm) et un petit côté pédiatrique (Ø 3,3 cm). Chaque face possède une **membrane double fréquence** : une légère pression sur le pavillon permet d'écouter les sons aigus (hautes fréquences), une pression plus forte donne accès aux sons graves (basses fréquences).

Le côté pédiatrique peut également se transformer en **cloche ouverte traditionnelle** en retirant la membrane et en la remplaçant par la bague anti-froid fournie — idéal pour les enfants, les patients minces, l'auscultation carotidienne ou autour des pansements.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Confort et durabilité : un stéthoscope professionnel conçu pour une utilisation intensive

Avec seulement **150 g**, le Littmann Classic III est l'un des stéthoscopes professionnels les plus légers de sa catégorie. Sa **lyre en alliage d'aluminium aérospatial** s'adapte à toutes les morphologies. Les **embouts auriculaires souples et clipsés** assurent une excellente étanchéité acoustique et un port confortable tout au long de la journée.

La **tubulure nouvelle génération** (71 cm) résiste aux fluides, à l'alcool et aux taches, et conserve sa souplesse même pliée en poche. **Sans latex naturel ajouté, sans phtalates** — adapté aux patients comme aux professionnels sensibles.

Entretien facile et longévité garantie

Étanche et simple à nettoyer, le Classic III est conçu pour résister à une utilisation intensive. Fabriqué selon des processus rigoureux avec contrôles qualité à chaque étape, il est livré avec des embouts auriculaires de rechange (grande et petite taille), une bague anti-froid et une notice d'utilisation. **Garantie fabricant 5 ans.**

Caractéristiques techniques du stéthoscope 3M Littmann Classic III

- Longueur tubulure : 71 cm
- Poids : 150 g
- Pavillon adulte : Ø 4,3 cm — Pavillon pédiatrique : Ø 3,3 cm
- Matériaux : acier inoxydable, aluminium anodisé
- Garantie fabricant : 5 ans
- Classe dispositif médical : Classe I — marquage CE
- Sans latex naturel ajouté, sans phtalates
- Couleurs disponibles : noir, gris, bleu marine, bleu ciel, prune, bleu caraïbes
- Référence SOCIMED : SOC-LI305201

Pour quels professionnels de santé ?

Le stéthoscope Littmann Classic III convient aux médecins généralistes, infirmiers, sages-femmes, étudiants en médecine et en soins infirmiers, ainsi qu'aux professionnels travaillant en clinique ambulatoire, en service d'urgences ou en gynécologie-obstétrique.

Pourquoi acheter votre stéthoscope Littmann chez SOCIMED ?

SOCIMED est un distributeur agréé de matériel médical professionnel. En achetant votre **stéthoscope Littmann Classic III** chez SOCIMED, vous bénéficiez d'un produit authentique avec

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

marquage CE, d'une livraison sous 3 à 4 jours ouvrés et d'un service client dédié aux professionnels de santé.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/11978-stethoscope-littmann-classic-iii.html>





Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com