

FICHE PRODUIT



Respirateur d'urgence et de réanimation TAEMA OSIRIS 3

Référence : SOC-OSIRISIII

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Performances du respirateur d'urgence et de réanimation TAEMA OSIRIS 3

- Volume courant : 100 à 2000 mL
- Fréquence: 6 à 40 c/min
- PEP: 0 à 15 cmH₂O
- Trigger inspiratoire: OFF, - 0,5 à - 4 cmH₂O
- Rapport I/E: 1/3 à 1/1
- FI O₂: 100% ou mélange air/O₂
- Position VC-VAC 100%
- Position VC-VAC mélange air/O₂
- Aide inspiratoire : 5 à 40 cmH₂O
- Position VS-AI-PEP mélange air/O₂

Caractéristiques du respirateur d'urgence et de réanimation TAEMA OSIRIS 3

- Dimensions (L x H x P): 250 x 210 x 170 mm
- Poids: 5,0 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Consommation propre en gaz : 1 L/min
- Alimentation pneumatique : 2,8 à 6 bar
- Alimentation électrique interne : pack de batteries type NiMh
- Autonomie des batteries: 6 h minimum, 14 h en nominal
- Temps de charge : 3 h
- Alimentation AC 100 - 230 V / 50 - 60 Hz, Alimentation DC 8 à 30 V via cordon spécifique
- Débit de pointe en VC-VAC: 100 L/min
- Débit de pointe en VS-AI-PEP : 130 L/min

Accessoires livrés avec OSIRIS 3 :

- circuit patient comprenant : tuyau patient, tuyau de commande, valve 3 voies, bracelets, capteur de débit proximal
- masque adulte
- masque enfant
- sacoche de transport
- batteries NiMh
- alimentation secteur
- tuyau d'alimentation oxygène
- le circuit patient et le capteur existent en versions réutilisable et usage unique

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/11982-respirateur-d-urgence-et-de-reanimation-taema-osiris-3.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com