

FICHE PRODUIT

Pèse personne mécanique grand cadran, portée 180 kg / 1 kg

Référence : SOC-605530

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pèse personne mécanique grand cadran, portée 180 kg / 1 kg

- Pèse personne châssis métallique;
- Revêtement anti dérapant;
- Portée 180kg / 1 kg;
- Usage domestique.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/11985-pese-personne-mecanique-grand-cadran-portee-180-kg-1-kg.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com